


## MT 800

IB MT 800 N-V10 1023, Revision Date: 2023-03-01



Description of this Thermometer

- ON/OFF button
- Display
- Battery compartment cover (back side)
- Measuring sensor / measuring tip
- Cleaning and disinfecting area (entire thermometer surface)

Important Safety Instructions

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- This device is only to be used for measuring human body temperatures through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.
- Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.
- We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.
- The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!
- Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section «Measuring methods / Normal body temperature».
- Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.
- Ensure that children do not use this device unvisited; some parts are small enough to be swallowed.
- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.
- Protect the device from impact and dropping!
- Avoid bending the thermometer probe more than 45°!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.
- We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local MicroLife-Service to arrange the test.

**WARNING:** The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only. Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.



Read the instructions carefully before using this device.



Type BF applied part

Turning on the Thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button 1; a short beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All segments should be displayed. The last measurement reading will be shown on the display 2 automatically for 2 seconds with the **«M»** icon. Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «C» appear at the display field 3. The thermometer is now ready for use.

**Function Test**

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by **«ERR»** on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

**Using the Thermometer**

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «C» is no longer flashing, the predictive end-temperature has been determined and the thermometer can be read now.

10 short beeps will sound when the temperature is higher than 37.5 °C in order to alert the patient that he/she may have fever. Reference: Oral temperature.

To achieve comparable results allow a 1 minute interval time between measurements.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button 1. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

**Reviewing the last Measurement**

When turning on the thermometer, the last measurement will be displayed with a **«M»** for memory.

**Measuring methods / Normal body temperature**

**► In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C**

Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor 4 under the arm into the center of the armpit so the tip is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading. Because the axillary takes more time to reach its stable temperature wait **at least 5 minutes**, regardless of the beep sound.

**► In the mouth (oral) / 35.5 - 37.0 °C**

Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor 4 must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air. If this is not possible due to blocked airways, another method for measuring should be used.

**Approx. measuring time: 10 seconds!**

**► In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C**

Carefully insert the measuring sensor 4 of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended. If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

**Approx. measuring time: 10 seconds!**

**Cleaning and Disinfecting**

For disinfection in home use environment, use a 70% Isopropyl alcohol swab or a cotton tissue moistened with 70% Isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe. Always start wiping from the end of the thermometer probe (approx. at the middle of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the entire thermometer (see number 5 in the drawing) should be immersed in 70% Isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24 hours). After immersion, let the disinfectant dry off for 1 minute before next use.

**For professional use:** Additionally, you may apply probe covers (available as accessory). Contact MicroLife for more details concerning further disinfectants for your thermometer model.

**Battery Replacement**

When the ▼ symbol (upside-down triangle) appears in the display, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover 3 from the thermometer. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

**Technical Specifications**

<b>Type:</b>	Maximum thermometer
<b>Measurement range:</b>	32.0 <span> </span> °C til 43.9 <span> </span> °C <p>Temp. &lt; 32.0<span> </span>°C: display «L» for low (too low) Temp. &gt; 43.9<span> </span>°C: display «H» for high (too high)</p>
<b>Measurement accuracy:</b>	± 0.1 <span> </span> °C; 34 <span> </span> °C - 42 <span> </span> °C <p>± 0.2<span> </span>°C; 32.0 - 33.9<span> </span>°C and 42.1 - 43.9<span> </span>°C 10 - 40<span> </span>°C; 15-95<span> </span>% relative maximum humidity</p>
<b>Operating conditions:</b>	-25 - +60 <span> </span> °C; 15-95 <span> </span> % relative maximum humidity
<b>Storage conditions:</b>	-25 - +60 <span> </span> °C; 15-95 <span> </span> % relative maximum humidity
<b>Battery:</b>	LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
<b>Battery lifetime:</b>	approx. 4500 measurements (using a new battery)
<b>IP Class:</b>	IP67

tem) mot termometer sensorn. Efteråt doppa hela termometern i 70% Isopropylalkohol under minst 5 minuter (max 24 timmar). Efter doppningen låt termometern torka i en minut innan nästa användare.

**För professionell användning:** Dessutom kan man använda sond-skydd (finns som tillbehör). Kontakta MicroLife för mer information om ytterligare desinfektionsmedel för din termometermodell.

**Byte av batteri**

När ▼ (uppochodväänd triangel) visas på bildskärmen är batteriet tomt och måste bytas. Öppna batterifåskan 3 på termometern. Lägg i ett nytt batteri med +-polen uppåt. Kontrollera att batteriet är av samma typ som det gamla batteriet. Batterierna finns att köpa i alla butiker som säljer batterier.

<b>Tekniska data</b>	
<b>Typ:</b>	Maximaltermometer
<b>Mätområde:</b>	32.0 <span> </span> °C till 43.9 <span> </span> °C <p>Temp. &lt; 32.0<span> </span>°C: Visar «L» vid låg (för låg) Temp. &gt; 43.9<span> </span>°C: Visar «H» vid hög (för hög) ± 0.1<span> </span>°C; 34<span> </span>°C - 42<span> </span>°C ± 0.2<span> </span>°C; 32.0 - 33.9<span> </span>°C och 42.1 - 43.9<span> </span>°C</p>
<b>Mätnoggrannhet:</b>	
<b>Driftsförhållanden:</b>	10 - 40 <span> </span> °C; 15-95 <span> </span> % maximal relativ luftfuktighet
<b>Förvaringsförhållanden:</b>	-25 - +60 <span> </span> °C; 15-95 <span> </span> % maximal relativ luftfuktighet
<b>Batterier:</b>	LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
<b>Batteriets livslängd:</b>	ca. 4500 mätningar (använd ett nytt batteri)
<b>IP Klass:</b>	IP67
<b>Uppfyllda normer:</b>	EN 12470-3, kliniska termometer; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
<b>Förväntad användningstid:</b>	5 år eller 10000 mätningar
<b>Instrumentet uppfyller de krav som ställs i EU:s direktiv 93/42/EEC. Med förbehåll för eventuella tekniska förändringar.</b>	
<b>Garanti</b>	
Detta instrument har <b>2 års garanti</b> från inköpsdatum. Under denna garantiperiod, ska MicroLife reparera eller byta ut feaktigt produkt utan kostnad.	
Garantin gäller inte om instrumentet öppnats eller modifierats. Förändringar varor är undantagna från garantin: <ul style="list-style-type: none"><li>Transport kostnader och transport risker.</li> <li>Fel som orsakats av felaktig användning eller bristande efterfold av bruksanvisningen.</li> <li>Fel orsakade av batteri läckage.</li> <li>Fel orsakade av olyckor eller misstag</li> <li>Förpacknings/ lagringsmaterial och användar instruktioner.</li> <li>Reparering/kontroller och underhåll (kalibrering).</li> <li>Tillbehör och reservdelar: Batterier</li></ul>	
Om garantiservice behövs kontakta affären där produkten köptes, eller din lokala MicroLife service. Du kan kontakta din lokala MicroLife service via vår website: <p>www.microlife.com/support</p> <p>Kompensering är begränsad till värdet av produkten. Garantin gäller om komplett produkt returneras med original kvitto. Reparation eller utbyte av produkt inom garantin förlänger eller förnyar ej garanti-period. Legala reklamationer och rättigheter för konsumenter begränsas ej av denna garanti.</p>	

<b>Kuumemittarin kuvaus</b>	
<span><span>1</span></span> ON/OFF-painike	
<span><span>2</span></span> Näyttö	
<span><span>3</span></span> Paristolokeron kansi	
<span><span>4</span></span> Mittausanturi/mittauskärki	
<span><span>5</span></span> Puhdistus- ja desinfiointialue (koko lämpömittarin pinta)	
<b>Tärkeät turvallisuusohjeet</b>	
• Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä laitteen käyttö- ja turvallisuusohjeita. Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja noudata tarkoin siinä annettuja ohjeita. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.	
• Tätä laitetta saa käyttää vain ihmisen kehon lämpötilan mittaamiseen suun, peräaukon tai kainalon kautta. Älä yritä mitata lämpötiloita muista kohdista, kuten korvasta, silä tuloksena voi olla virheellisiä lukemia tai vamma.	
• Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai huoamaat jotain epätavallista.	
• Suosittelemme laitteen puhdistamista puhdistusohjeiden mukaisesti ennen ensimmäistä käyttöä henkilökohtaisien hygienian vuoksi.	
• Mittausta on aina jatkettava siihen asti, kunnes kuumemittari antaa äänimerkin mittauksen loppumisesta!	
• Ota huomioon, että en mittauskohdat voivat edellyttää mittauksen jatkamista äänimerkin jälkeenkin, katso kohta «Mittaustavat / Normaali ruumiinlämpö».	
• Älä yritä mitata lämpötilaa peräaukosta henkilöillä, joilla on ongelmia peräaukossa. Se voisi pahentaa ongelmaa.	
• Huolehdi siitä, että lapset eivät käytä laitetta ilman valvontaa; jotkut osat ovat tarpeeksi pieniä nieلتäviksi. Ole tietoinen tuketuhtumisvaaran riskistä siinä tapauksessa, että laitteen mukana toimitetaan kaapeleita ja putkia.	
• Älä käytä laitetta vahvojen sähkömagneettisten kenttien, kuten matkapuhelimien tai radiolaitteiden lähellä. Pidä mittari vähintään 3.3 m etäisyydellä edellä mainituista laitteista käyttäessäsi sitä.	
• Suojaa laite iskulta ja putoamiselta.	
• Vältä lämpömittarin anturin tauttamista yli 45°!	
• Älä säilytä kuumemittaria yli 60°C:n lämpötilassa. ÄLÄ MILLOIN-KAAN aseta laitetta kiehuvaan veteen!	
• Käytä laitteen puhdistamiseen vain «Puhdistus ja desinfiointi» kaupallisesti saatavilla olevia desinfiointiaineita, jotka luoteillaan kohdassa.	
• Suosittelemme, että laitteen tarkkuus testataan kerran kahdessa vuodessa tai mekaanisen iskun (esim. putoamisen) jälkeen. Järjestä testi ottamalla yhteyttä MicroLife-huoltoon.	

<b>Udodettavissa oleva käyttöikä:</b>	5 vuotta tai 10000 mittausta
Tämä laite vastaa EU-direktiivin 93/42/EEC lääkinnällisistä laitteista asetettuja vaatimuksia.	
Oikeus teknisiiin muutoksiin pidätettään.	

<b>Takuu</b>	
Laitteella on <b>2 vuoden takuu</b> ostopäivästä lukien. Takuujakson aikana MicroLife harhintansa mukaan korjaa tai vaihtaa viallisen laitteen vaiotuksella. Laitteen avaaminen tai muuttaminen mitätöi takuun. Takuu ei kata seuraavia: <ul style="list-style-type: none"><li>Kuljetuskustannukset ja kuljetuksen riskit.</li> <li>Väärän käytötävän tai ohjeiden noudattamatta jättämisen aiheuttama vahinko.</li> <li>Vuotavien paristojen aiheuttama vahinko.</li> <li>Onnettomuuden tai virheellisen käytön aiheuttama vahinko.</li> <li>Pakkaus-/säilytysmateriaalit ja käyttöohjeet.</li> <li>Säännölliset tarkastukset ja huolto (kalibrointi).</li> <li>Lisävarusteet ja kulutusosat: Paristo.</li></ul>	
Mikäli takuuhooltoa tarvitaan, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote ostettiin, tai paikallisien MicroLife-huoltoon. Voit ottaa yhteyttä paikallisien MicroLife-huoltoon verkkosivustomme kautta: <p>www.microlife.com/support</p> <p>Korvaus rajoitetaan tuotteen arvoon. Takuu myönnetään, jos koko tuote palautetaan yhdessä alkuperäisen laskun kanssa. Takuun mukainen korjaus tai vaihto ei pidennä tai uusi takuuajaksoa. Tämä takuu ei rajoita kulluttajien lainuimukasia vaihteita tai oikeuksia.</p>	

<b>Beskrivelse af dette termometer</b>	
<span><span>1</span></span> Tænd/sluk-knap	
<span><span>2</span></span> Display	
<span><span>3</span></span> Låg til batterirom	
<span><span>4</span></span> Målesensor/målespids	
<span><span>5</span></span> Rengjørings- og desinficeringsområde (hele termometeroverfladen)	
<b>Vigtige sikkerhedsanvisninger</b>	
• Følg brugsanvisningen. Dette dokument indeholder vigtige informationer om betjeningen af denne enhed samt sikkerhedsoplysninger. Læs venligst dette dokument grundigt, inden du bruger enheden, og opbevar det til senere brug.	
• Denne enhed skal kun anvendes til måling af menneskets kropstemperatur gennem oral, rektal eller aksillar. Forsøg ikke at tage temperaturer på andre steder, f.eks. i øret, da det kan føre til falske aflæsninger og kan føre til personskade.	
• Brug ikke denne enhed, hvis du mener, den er beskadiget eller bremærker noget usædvanligt.	
• Vi anbefaler at rengøre denne enhed i henhold til rengøringsvejledningen inden første brug af hensyn til personlig hygiejne.	
• Minimumsmåletiden - indtil signalet (bippet) lyder - skal overholdes uden undtagelse!	
• Overvej, at forskellige målesteder kan kræve fortsat måling, selv efter bippet, se afsnit «Målemetoder / Normal kropstemperatur».	
• Forsøg ikke rektalmålinger på personer med rektal lidelse. Dette kan forværre eller besevære lidelsen.	
• Sørg for at børn ikke anvender apparatet uden opsyn, da nogle dele er små nok til at kunne sluges. Vær opmærksom på faren for kvælning, hvis apparatet er forsynet med kabler eller slanger.	
• Anvend ikke apparatet tæt på elektromagnetiske felter som f.eks. mobiltelefoner eller radioinstallationer. Hold en minimumsafstand på 3,3 m. til disse apparater, under brugen af apparatet.	
• Apparatet skal beskyttes mod stød og slag!	
• Ungdågt at boje termometerproben mere end 45 <span> </span> °!	
• Den omgivende temperatur bør ikke overskride 60 <span> </span> °C. Termometeret må IKKE koges!	
• Brug kun de kommercielle desinfektionsmidler, der er anført i afsnittet «Rengøring og desinfektion» til at rengøre enheden for at undgå beskadigelse af enheden.	
• Vi anbefaler, at denne enhed testes for nøjagtighed hvert andet år eller efter mekanisk påvirkning (f.eks. hvis den er blevet tabt). Kontakt din lokale Microlife-service for at aftale testen.	

<b>VAROITUS!</b> Tämän laitteen antama mittausulos ei ole diagnnoosi. Älä luota vain mittaus tulokseen.	
Paristot ja elektroniset laitteet täytyy hävittää paikallisten, voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä kotitalousjätteiden mukana.	
<span><span>1</span></span> Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.	
<span><span>2</span></span> Soveltuvuusluokka BF	
<b>Kuumemittarin käynnistäminen</b>	
Käynnistä kuumemittari painamalla ON/OFF-painiketta <span><span>1</span></span> ; lyhyt äänimerkki merkitsee sitä, että «kuumemittari on käynnistynyt». Mittari suorittaa näyttötestin ja näyttää kaikki parametrit. Viimeisin mittausulos <span><span>2</span></span> ja kuvake <b>«M»</b> näkyvät automaattisesti näyttössä 2 sekunnin ajan. Ympäristön lämpötilan ollessa alle 32°C, «L»-merkki ja vilkkuva «C» ilmestyvät näyttöle <span><span>2</span></span> . Nyt kuumemittari on valmis käyttöön.	
<b>Toimintatesti</b>	
Kuumemittari tarkistaa oman toimintansa automaattisesti jokaisen käynnistykseen yhteydessä. Jos tässä yhteydessä esiintyy virhe (mittauksen epätarvuuksia), niin näyttöön tulee siinä ilmoittaa <b>«ERR»</b> eikä mittausa voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.	
<b>Kuumemittarin käyttö</b>	
Valitse mieleiseisi mittaus tapa. Mittaamisen aikana kuumemittari näyttää mitattua lämpötilaa ja «C»-merkki vilkkuu. Jos äänimerkki kuuluu 10 kertaa ja «C»-merkki lakkaa vilkkumasta, se merkitsee sitä, arvioitu loppu loppu on määritellyt. Tämän jälkeen kuumemittari antaa 10 lyhyttä äänimerkkiä, jos lämpötila on korkeampi kuin 37,5 <span> </span> °C, varoituksena siitä, että potilaalla on kuumetta. Mittauspaikka: suun lämpötila. Saadakseen vertailukelpoisia mittaus tuloksia, pidä 1 minuutin tauko mittausten välillä. Pariston käyttöikä voi pidentää sammuttamalla mittari painamalla lyhyesti ON/OFF-painiketta <span><span>1</span></span> . Muussa tapauksessa kuumemittari sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.	
<b>Viimeisimmän mittaustuloksen katsominen</b>	
Kun lämpömittari kytketään päälle, viimeinen mittausulos näytetään kirjaimella <b>«M»</b> (memory).	
<b>Viimeisimmän mittaus tuloksen katsominen</b>	
Paina ON/OFF-painiketta <span><span>1</span></span> 2 sekuntia käynnistäessäsi kuumemittarin. Viimeisin mittausulos näkyy näyttöillä muistukuvakkeen <b>«M»</b> kanssa. Paina ON/OFF-painiketta uudelleen sammuttaaksesi laitteen.	

<b>VAROITUS!</b> Tämän laitteen antama mittausulos ei ole diagnnoosi. Älä luota vain mittaus tulokseen.	
Paristot ja elektroniset laitteet täytyy hävittää paikallisten, voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä kotitalousjätteiden mukana.	
<span><span>1</span></span> Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.	
<span><span>2</span></span> Soveltuvuusluokka BF	
<b>Kuumemittarin käynnistäminen</b>	
Käynnistä kuumemittari painamalla ON/OFF-painiketta <span><span>1</span></span> ; lyhyt äänimerkki merkitsee sitä, että «kuumemittari on käynnistynyt». Mittari suorittaa näyttötestin ja näyttää kaikki parametrit. Viimeisin mittausulos <span><span>2</span></span> ja kuvake <b>«M»</b> näkyvät automaattisesti näyttössä 2 sekunnin ajan. Ympäristön lämpötilan ollessa alle 32°C, «L»-merkki ja vilkkuva «C» ilmestyvät näyttöle <span><span>2</span></span> . Nyt kuumemittari on valmis käyttöön.	
<b>Toimintatesti</b>	
Kuumemittari tarkistaa oman toimintansa automaattisesti jokaisen käynnistykseen yhteydessä. Jos tässä yhteydessä esiintyy virhe (mittauksen epätarvuuksia), niin näyttöön tulee siinä ilmoittaa <b>«ERR»</b> eikä mittausa voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.	
<b>Kuumemittarin käyttö</b>	
Valitse mieleiseisi mittaus tapa. Mittaamisen aikana kuumemittari näyttää mitattua lämpötilaa ja «C»-merkki vilkkuu. Jos äänimerkki kuuluu 10 kertaa ja «C»-merkki lakkaa vilkkumasta, se merkitsee sitä, arvioitu loppu loppu on määritellyt. Tämän jälkeen kuumemittari antaa 10 lyhyttä äänimerkkiä, jos lämpötila on korkeampi kuin 37,5 <span> </span> °C, varoituksena siitä, että potilaalla on kuumetta. Mittauspaikka: suun lämpötila. Saadakseen vertailukelpoisia mittaus tuloksia, pidä 1 minuutin tauko mittausten välillä. Pariston käyttöikä voi pidentää sammuttamalla mittari painamalla lyhyesti ON/OFF-painiketta <span><span>1</span></span> . Muussa tapauksessa kuumemittari sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.	
<b>Viimeisimmän mittaustuloksen katsominen</b>	
Kun lämpömittari kytketään päälle, viimeinen mittausulos näytetään kirjaimella <b>«M»</b> (memory).	
<b>Viimeisimmän mittaus tuloksen katsominen</b>	
Paina ON/OFF-painiketta <span><span>1</span></span> 2 sekuntia käynnistäessäsi kuumemittarin. Paina ON/OFF-painiketta <span><span>1</span></span> 2 sekuntia käynnistäessäsi kuumemittarin. Viimeisin mittausulos näkyy näyttöillä muistukuvakkeen <b>«M»</b> kanssa. Paina ON/OFF-painiketta uudelleen sammuttaaksesi laitteen.	

<b>VAROITUS!</b> Tämän laitteen antama mittausulos ei ole diagnnoosi. Älä luota vain mittaus tulokseen.	
Paristot ja elektroniset laitteet täytyy hävittää paikallisten, voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä kotitalousjätteiden mukana.	
<span><span>1</span></span> Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.	
<span><span>2</span></span> Soveltuvuusluokka BF	
<b>Kuumemittarin käynnistäminen</b>	
Käynnistä kuumemittari painamalla ON/OFF-painiketta <span><span>1</span></span> ; lyhyt äänimerkki merkitsee sitä, että «kuumemittari on käynnistynyt». Mittari suorittaa näyttötestin ja näyttää kaikki parametrit. Viimeisin mittausulos <span><span>2</span></span> ja kuvake <b>«M»</b> näkyvät automaattisesti näyttössä 2 sekunnin ajan. Ympäristön lämpötilan ollessa alle 32°C, «L»-merkki ja vilkkuva «C» ilmestyvät näyttöle <span><span>2</span></span> . Nyt kuumemittari on valmis käyttöön.	
<b>Toimintatesti</b>	
Kuumemittari tarkistaa oman toimintansa automaattisesti jokaisen käynnistykseen yhteydessä. Jos tässä yhteydessä esiintyy virhe (mittauksen epätarvuuksia), niin näyttöön tulee siinä ilmoittaa <b>«ERR»</b> eikä mittausa voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.	
<b>Kuumemittarin käyttö</b>	
Valitse mieleiseisi mittaus tapa. Mittaamisen aikana kuumemittari näyttää mitattua lämpötilaa ja «C»-merkki vilkkuu. Jos äänimerkki kuuluu 10 kertaa ja «C»-merkki lakkaa vilkkumasta, se merkitsee sitä, arvioitu loppu loppu on määritellyt. Tämän jälkeen kuumemittari antaa 10 lyhyttä äänimerkkiä, jos lämpötila on korkeampi kuin 37,5 <span> </span> °C, varoituksena siitä, että potilaalla on kuumetta. Mittauspaikka: suun lämpötila. Saadakseen vertailukelpoisia mittaus tuloksia, pidä 1 minuutin tauko mittausten välillä. Pariston käyttöikä voi pidentää sammuttamalla mittari painamalla lyhyesti ON/OFF-painiketta <span><span>1</span></span> . Muussa tapauksessa kuumemittari sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.	
<b>Viimeisimmän mittaustuloksen katsominen</b>	
Kun lämpömittari kytketään päälle, viimeinen mittausulos näytetään kirjaimella <b>«M»</b> (memory).	
<b>Viimeisimmän mittaus tuloksen katsominen</b>	
Paina ON/OFF-painiketta <span><span>1</span></span> 2 sekuntia käynnistäessäsi kuumemittarin. Paina ON/OFF-painiketta <span><span>1</span></span> 2 sekuntia käynnistäessäsi kuumemittarin. Viimeisin mittausulos näkyy näyttöillä muistukuvakkeen <b>«M»</b> kanssa. Paina ON/OFF-painiketta uudelleen sammuttaaksesi laitteen.	

<b>VAROITUS!</b> Tämän laitteen antama mittausulos ei ole diagnnoosi. Älä luota vain mittaus tulokseen.	
Paristot ja elektroniset laitteet täytyy hävittää paikallisten, voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä kotitalousjätteiden mukana.	
<span><span>1</span></span> Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.	
<span><span>2</span></span> Soveltuvuusluokka BF	
<b>Kuumemittarin käynnistäminen</b>	
Käynnistä kuumemittari painamalla ON/OFF-painiketta <span><span>1</span></span> ; lyhyt äänimerkki merkitsee sitä, että «kuumemittari on käynnistynyt». Mittari suorittaa näyttötestin ja näyttää kaikki parametrit. Viimeisin mittausulos <span><span>2</span></span> ja kuvake <b>«M»</b> näkyvät automaattisesti näyttössä 2 sekunnin ajan. Ympäristön lämpötilan ollessa alle 32°C, «L»-merkki ja vilkkuva «C» ilmestyvät näyttöle <span><span>2</span></span> . Nyt kuumemittari on valmis käyttöön.	
<b>Toimintatesti</b>	
Kuumemittari tarkistaa oman toimintansa automaattisesti jokaisen käynnistykseen yhteydessä. Jos tässä yhteydessä esiintyy virhe (mittauksen epätarvuuksia), niin näyttöön tulee siinä ilmoittaa <b>«ERR»</b> eikä mittausa voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.	
<b>Kuumemittarin käyttö</b>	
Valitse mieleiseisi mittaus tapa. Mittaamisen aikana kuumemittari näyttää mitattua lämpötilaa ja «C»-merkki vilkkuu. Jos äänimerkki kuuluu 10 kertaa ja «C»-merkki lakkaa vilkkumasta, se merkitsee sitä, arvioitu loppu loppu on määritellyt. Tämän jälkeen kuumemittari antaa 10 lyhyttä äänimerkkiä, jos lämpötila on korkeampi kuin 37,5 <span> </span> °C, varoituksena siitä, että potilaalla on kuumetta. Mittauspaikka: suun lämpötila. Saadakseen vertailukelpoisia mittaus tuloksia, pidä 1 minuutin tauko mittausten välillä. Pariston käyttöikä voi pidentää sammuttamalla mittari painamalla lyhyesti ON/OFF-painiketta <span><span>1</span></span> . Muussa tapauksessa kuumemittari sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.	
<b>Viimeisimmän mittaustuloksen katsominen</b>	
Kun lämpömittari kytketään päälle, viimeinen mittausulos näytetään kirjaimella <b>«M»</b> (memory).	
<b>Viimeisimmän mittaus tuloksen katsominen</b>	
Paina ON/OFF-painiketta <span><span>1</span></span> 2 sekuntia käynnistäessäsi kuumemittarin. Paina ON/OFF-painiketta <span><span>1</span></span> 2 sekuntia käynnistäessäsi kuumemittarin. Viimeisin mittausulos näkyy näyttöillä muistukuvakkeen <b>«M»</b> kanssa. Paina ON/OFF-painiketta uudelleen sammuttaaksesi laitteen.	

<b>VAROITUS!</b> Tämän laitteen antama mittausulos ei ole diagnnoosi. Älä luota vain mittaus tulokseen.	
Paristot ja elektroniset laitteet täytyy hävittää paikallisten, voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä kotitalousjätteiden mukana.	
<span><span>1</span></span> Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.	
<span><span>2</span></span> Soveltuvuusluokka BF	
<b>Kuumemittarin käynnistäminen</b>	
Käynnistä kuumemittari painamalla ON/OFF-painiketta <span><span>1</span></span> ; lyhyt äänimerkki merkitsee sitä, että «kuumemittari on käynnistynyt». Mittari suorittaa näyttötestin ja näyttää kaikki param	

